

參數設定單 RapidTA 專用

測試動作

單次下壓 多次下壓 鬆弛測試 全質構(TPA) 黏性測試

*單次下壓: 探頭下壓至指定位置, 即返回原起點。

*多次下壓: 探頭下壓至指定位置, 返回原處後重覆此動作。

*鬆弛測試: 探頭下壓至指定位置後, 停頓, 然後返回原起點。

*全質構(TPA): 下壓兩次的全質構測試。

*黏行測試: 探頭下壓至指定力量, 停頓, 然後返回原起點。


探頭選擇

柱型 _____ 針型 _____ 球型 _____ 錐型 _____

壓板 _____ 其他 _____

鋁合金 不鏽鋼 壓克力 聚酯塑膠 其他 _____

測試動作



標準方法:

[AACC](#) (American Association of Cereal Chemists) [AIB](#) (American Institute of Baking)

[ASTM](#) (American Standard Testing Methods) [FINAT](#) (International Organisation for the Self Adhesive Labelling Industry)

[PSTC](#) (Pressure Sensitive Tape Council) [AFERA](#) (the European Association for the Self Adhesive Tape Industry)

[EN/ISO](#) (European Norm/International Standards Organisation) [GMIA](#) (Gelatine Manufacturers Institute of America)

European/International Standards(Gel, Gelatine)

AACC Standards (Association of Cereal Chemists) (Bread, Spaghetti)

AIB Standards (American Institute of Baking)(bagel firmness, cake firmness, cookie hardness...)